
AMETEK SI

CorrWare & CView

Programvara · instrumentstyrning

DC-elektrokemi: styrning i CorrWare och analys i CView.



Huvudfunktion

DC-elektrokemi: styrning i CorrWare och analys i CView [1]

Instrumentfamiljer

Kompatibla GPIB-potentiostater från Solartron Analytical och Princeton Applied Research [1]

Angivet operativsystem

Windows 7, 8, 10 och 11 [1]

Specifikationer

Huvudfunktion	DC-elektrokemi: styrning i CorrWare och analys i CView	[1]
Instrumentfamiljer	Kompatibla GPIB-potentiostater från Solartron Analytical och Princeton Applied Research	[1]
Angivet operativsystem	Windows 7, 8, 10 och 11	[1]
PC-anslutning	National Instruments USB-GPIB-adapter	[1]
Licensnyckel	USB-gränssnitt på datorn	[1]
Tekniker	Cyklisk voltammetri, polarisationsresistans, Tafelanalys och battericykling	[1]
EIS	Kräver ZPlot och kompatibel hårdvara	[1]

Källor

[1] **CorrWare CView Software**
AMETEK Scientific Instruments · product-page · product page · kontrollerad 2026-10-16
https://www.ameteksi.com/products/software/corrware-cview-software

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.