
ORTEC

Vista 2000

Styr- och analysprogram för alfa/beta-räknare inom radiokemi

Program för radiokemister som vill ha analys, kvalitetskontroll och rapportering i samma program som styr alfa/beta-räknaren. Det styr valfri blandning av upp till 64 detektorer, har massattenueringskorrektion med individuella kalibreringskurvor och lagrar resultaten i en öppen databas i Microsoft Access-format.



Huvudfunktion

Analys, kvalitetskontroll och rapportering för radiokemi i samma program som styr alfa/beta-räknaren [1]

Avsett system

Valfri blandning av upp till 64 detektorer (MDS, WPC-9550 och MPC-9300); styr enkel- och multidetektorsystem, automatiska och manuella [1]

Kvalitetskontroll

Trender, effektivitet och bakgrund [1]

Specifikationer

Huvudfunktion	Analys, kvalitetskontroll och rapportering för radiokemi i samma program som styr alfa/beta-räknaren	[1]
Avsett system	Valfri blandning av upp till 64 detektorer (MDS, WPC-9550 och MPC-9300); styr enkel- och multidetektorsystem, automatiska och manuella	[1]
Kvalitetskontroll	Trender, effektivitet och bakgrund	[1]
Massattenuering	Individuella kalibreringskurvor för varje räknerutin; flera kurvanpassningar att välja mellan	[1]
Databas	Resultatdatabas i Microsoft Access-format; öppet format som inte kräver kunskap om relationsdatabaser	[1]
Rapportering	Standardrapporter och egna rapporter (ingen databaskunskap krävs)	[1]

Källor

[1] **Vista 2000 Alpha/Beta Control Software for Radiochemistry**
ORTEC (AMETEK) · product-page · Overview · kontrollerad 2026-10-16
https://web.archive.org/web/20261016000000/https://www.ortec-online.com/products/systems/gross-alpha-beta-me...

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.